

MOLYTEST

GAMME: TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

Fiche technique: N° 012022

Date de révision: 27.08.2024



UTILISATION

Avant de faire un test il est important de nettoyer la surface (exemple DEGRAISSCLEAN temps d'action 15 minutes) suivi rincage eau et rincage eau déminéralisée. Verser 2 gouttes réactif 1 et rajouter 2 gouttes réactif 2 attendre 5 à 10 minutes, puis essuyer avec un chiffon blanc..Résultat : examiner les traces du produit sur le chiffon. Si la solution se colorie en jaune-vert, il y a présence de molybdène (316l 316Ti...).

DONNÉES TECHNIQUE

Rendement : Durée de vie de la solution 6 mois après ouverture.

Temps d'action : 5 à 10 minutes

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur www.weldx.com



Rinçage après test :

Rincer la surface avec de l'eau et enlever toute trace de la solution appliquée pour ne pas altérer la zone de test. Le test n'est pas destructif.

Conditionnement :

Flacon de 30 ml / code article : 29000065

ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Nitrique
Concentration	<8 %
Numéro C.E	231-714-2
Numéro reach	01-2119487297-23
Numéro index	007-004-00-1